



MÜLLER NEWS

AUSGABE MÄRZ 2019

Liebe Zahnärztinnen, liebe Zahnärzte,

Das Jahr 2019 hat gerade erst angefangen. Doch bei Zahnersatz Müller gibt es schon wieder interessante Entwicklungen, die Ihnen den Praxisalltag garantiert erleichtern werden.

Großer Erfolg: unsere 1. dentale Scan-Night in Düsseldorf

Über hundertdreißig Zahnärzte aus ganz Deutschland folgten unserer Einladung und erlebten am 23.11.2018 eine einzigartige Fortbildung im Düsseldorfer Szene-Club „Sir Walter“. Auf unserer Homepage unter www.zahnersatz-mueller.de finden Sie einige Impressionen dieser gelungenen Veranstaltung.

Herzlich willkommen Adrian Weyna!

Ganz besonders freue ich mich, dass mein langjähriger Freund, Adrian Weyna, nun endlich den Weg ins Zahnersatz Müller-Team gefunden hat. Herr Weyna wird ab dem 01.02.2019 die bundesweite Zahnersatz Müller-Praxisberatung und ein Team von Vor-Ort-Service-Technikern aufbauen. Der sympathische zweifache Familienvater ist gelernter Zahntechniker und verfügt über jahrelange Erfahrungen als Repräsentant im Dentalbereich.

Mit den besten Grüßen
aus Ratingen,

Ihr Frank Müller



Adrian Weyna - Praxisberatung

THEMEN IM ÜBERBLICK:

- **Impressionen von der ersten dentalen Scan-Night in Düsseldorf**
- **Herzlich willkommen Adrian Weyna!**
- **[ZM:PREMIUM+ TELESKOP]**
- **[ZM:Bitesplint]® PROTECT**

TELESKOPTECHNIK MADE BY [ZAHNERSATZ:MÜLLER] „EVOLUTION 2019“ [ZM:PREMIUM+ TELESKOP]



Die Nachfrage und der Erfolg unserer digitalen Teleskoptechnik sind ungebrochen. Nun wollen wir dem „Guten“ noch die Krone aufsetzen!

Die digitale – schraubaktivierbare – Teleskoptechnik

Stellen Sie sich vor, Sie können einfach und zu jederzeit die Friktion einer Teleskopversorgung selber feinjustieren! Egal ob bei der unmittelbaren Eingliederung oder nach jahrelanger Tragedauer. Möglich wird das durch die dentale-digitale Hybridtechnik. In zwei vollautomatischen Arbeitsschritten werden die Teleskope per Laser-Sintertechnik, kombiniert mit der CNC-Frästechnik, mit modernster Computer-/Robotersteuerung hergestellt.

Zwei Anwendungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

Die direkte Methode (siehe Abb.1):

Bereits zur Gesamtanprobe setzen wir ein aktivierbares Spezialgeschiebe in die Geschiebeführung ein. Schon zur Anprobe können Sie so die Friktion im Mund überprüfen und stellen die von Ihnen gewünschte Friktionsstufe ein.



Mehrkosten pro Teleskop

103,50 €

zzgl. MwSt.

Die indirekte Methode (siehe Abb.2):

Zur Fertigstellung wird die Geschiebeführung mit Spezialkunststoff verschlossen. Sollte eine spätere Nachjustierung der Friktion notwendig sein, so senden Sie uns die Prothese einfach zu. Die 1 mm dünne Teleskopwand des Sekundärteleskops wird entfernt, ebenso wie der Spezialkunststoff, der als Platzhalter für das Teleskopgeschiebe dient. Wieder zurück in der Praxis kann die gewünschte Friktionsstufe problemlos eingestellt werden.

Mehrkosten pro Teleskop

49,90 €

zzgl. MwSt.



Unser Funktionsvideo zum
[ZM:PREMIUM+ TELESKOP] finden Sie unter:
www.zahnersatz-mueller.de/aktuelles.html

[ZM:Bitesplint][®] PROTECT

Jeder Patient, der schon einmal Zahnersatz bekommen hat, wird diesen zunächst als störend empfinden - egal, wie gut der Zahnersatz gefertigt wurde oder wie umfangreich die Restauration ist. Besonders nachts wird er unkontrolliert die neue Zahnersatzversorgung belasten.



Die Folgen sind: nächtliches Knirschen, unkontrollierte Lateral- und Protrusionsbewegungen, Schulter-, Kopf- und Nackenschmerzen, Schädigungen von Verblendungen und Ersatzzähnen.

Die [ZM:Bitesplint][®] PROTECT ist eine weich-elastische Schutzschiene, die das unkontrollierte nächtliche Pressen dämmt und dadurch die Eingewöhnung an einen neuen Zahnersatz erleichtert. Zudem schützt sie die Restauration, insbesondere Verblendungen und Ersatzzähne.

Wir empfehlen, die [ZM:Bitesplint][®] PROTECT zu jeder Neuanfertigung direkt mitzubestellen!

Die Kosten sind äußerst gering, da die [ZM:Bitesplint][®] PROTECT direkt auf die neue Restauration gefertigt wird - ohne zusätzliche Berechnung für Modelle, Artikulation und Versand.



IHR KONTAKT ZU UNS:

Unser Team steht Ihnen telefonisch von montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr - 18:00 Uhr unter der Telefonnummer

 **02102 / 100 49 80**

zur Verfügung – persönlich, beratend und kompetent.

[Zahnersatz:Müller] e.K.

im ZahnHaus Ratingen

Mülheimer Straße 49
40878 Ratingen

Tel.: 02102 / 100 49 80
Fax: 02102 / 100 49 815

info@zahnersatz-mueller.de
www.zahnersatz-mueller.de

[Zahnersatz:Müller]